

270mm

135mm

\_teknofit

### Manual de Usuario



EMS 4010

Relajación de Pantorrilla

Gracias por elegir nuestro masajeador.

Lea atentamente el manual de usuario antes de usarlo.



#### CÓMO USAR EL CONTROLADOR

El dispositivo cuenta con 5 modos, 9 niveles ajustables de intensidad EMS, 3 niveles de compresión de aire y función de calentamiento. Funciona durante 15 minutos.

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo. La pantalla mostrará "--".

Presione el botón de encendido para apagar el dispositivo. La pantalla se apagará.

Después de encender el dispositivo, presione el botón "mode" para seleccionar el modo (cinco modos en total).

Después de seleccionar el modo, presione el botón "+" o "-" para ajustar la intensidad EMS. Hay 9 niveles de intensidad de salida. Al ajustar la intensidad, la pantalla mostrará el nivel correspondiente.

Presione el botón de compresión de aire para ajustar la intensidad (tres niveles en total). Al ajustar la compresión de aire, la pantalla mostrará los niveles correspondientes.

Con el dispositivo encendido, presione el botón "heating" para activar o desactivar la función de calentamiento. Solo hay un nivel de calentamiento (38°C).

#### MÉTODO DE CARGA

Utilice el cable USB incluido para cargar el dispositivo antes de usarlo. El cable USB se puede conectar a una computadora o adaptador y garantiza una duración de 2,5 horas por carga.

Estado de la pantalla durante la carga: la señal de la batería parpadeará cuando el dispositivo se esté cargando y permanecerá encendida una vez que la carga esté completa.

El dispositivo se puede usar de forma continua durante aproximadamente 2 horas después de estar completamente cargado.

\_teknofit

### User Manual




EMS 4010

Calf Relaxation

Thank you for choosing our massager.

Please read the user manual carefully before use.



#### HOW TO OPERATE THE CONTROLLER

The device has 5 modes, 9 adjusted levels of EMS intensity, 3 strengths of air compression, heating function and works for 15 minutes.

Press the power button to switch on the device. The screen displays "--".

Press the power button to switch off the device. The screen will shut down.

After switching on the device, press the "mode" button to select mode, totally five modes.

After selecting mode, press the "+" or "-" button to adjust the EMS intensity. There are 9 levels of output intensity. When the intensity is adjusted, the screen will display level of intensity accordingly.

Press the air compression strength button to adjust strengths, totally three strengths. When the air compression strength is adjusted, the screen will display levels of strength accordingly.

When the device is on, press the "heating" button to turn on/ turn off the heating function. There is only one level of heating (38°C).

#### CHARGING METHOD

Please use the attached USB cable to charge the device before use. The USB cable can be connected to a computer or adapter and ensures that each charge is enough for 2.5 hours.

Screen display status during charging: the battery signal will flash when the device is charging and will stay on once fully charged.

The device can be used continuously for about 2 hours after being fully charged.